


amiea®

Linelle II & Linelle Supreme

Catálogo de agulhas



Pontas Magnum - 0,3 mm

Cinco Pontas Magnum - 0,3 mm

Uma Ponta Liner - 0,40 mm

Cinco Pontas Shader - 0,3 mm

Três Pontas Slope - 0,40 mm

Três Pontas Slope - 0,40 mm

Quatro Pontas Flat - 0,35 mm

Uma Ponta Micro


Uma Ponta Micro - 0,18 mm



compre online em www.medceb.com.br

Catálogo de agulhas inteligentes

As agulhas inteligentes amiea possuem uma textura diferenciada em sua ponta que faz a pigmentação aderir melhor em sua superfície. Sua gama de configurações é suficiente para oferecer diversos tipos de procedimento.



Linelle Supreme



Linelle II



- Uma Ponta Micro - 0,18 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelha

Capilar

- Uma Ponta Nano (N¹) - 0,20 mm

Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelha

- Uma Ponta Nano (N²) - 0,25 mm


Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelha

• Uma Ponta Liner - 0,40 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelha



Contorno de Lábios



Microagulhamento

• Três Pontas Liner - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelha
Sombreada



Delineador
Superior & Inferior



Aréola

• Três Pontas Outline - 0,25 mm

Disponível para Linelle II



Sobrancelha



Delineador
Superior & Inferior



Contorno Labial

• Três Pontas Micro - 0,18 mm

Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelha




Delineador
Superior & Inferior



Contorno Labial

||| Três Pontas Slope - 0,40 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Fios Orientais ou Mista



Contorno e Preenchimento
Labial



Aréola

❖ Três Pontas Power - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelha Esfumada



Delineador Superior & Inferior



Contorno e Preenchimento Labial

••• Quatro Pontas Flat - 0,35 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelha Esfumada



Delineador Sombreado



Preenchimento Labial



Aréola

❖ Cinco Pontas Shader - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelha Esfumada



Preenchimento Labial



Aréola

❖ Cinco Pontas Magnum - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Preenchimento Labial



Aréola



Camuflagem e Correção

❖ Cinco Pontas Power - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelhas



Delineador Superior & Inferior



Preenchimento Labial



Cinco Pontas Slope - 0,40 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Sobrancelhas



Aréola



Camuflagem e Correção



Sete Pontas Round - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Preenchimento Labial



Aréola



Camuflagem e Correção



Sete Pontas Power - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme



Sobrancelhas



Preenchimento Labial



Aréola



Microagulhamento



Nove Pontas Magnum - 0,3 mm

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Aréola



Camuflagem e Correção



Preenchimento Labial



Dezoito Pontas Vytal - Plástica

Disponível para Linelle Supreme e Linelle II



Microagulhamento

Catálogo de agulhas inteligentes

amiea®

Linelle II & Linelle Supreme



Compre online em **www.medceb.com.br**
e receba em sua casa.

Assistência Técnica em todo o Brasil

Registros Linelle Supreme ANVISA

Dermografo: 8027000004

Agulhas: 8027000003

Registros Linelle II ANVISA

Dermografo: 8027000005

Agulhas: 8027000003



Telephone: (11) 3436.0625 - 3473.8169

WhatsApp: (11) 94465.6002

www.celebrim.com.br - contato@celebrim.com.br